

Fait par:
Jsm Micro inc. Montreal Canada

N°	Event	System_ID	Place	Call_Type	Prio	Zone_ID	Duration	Escalats	Escal_A
2381	0006	Cardiology	109-1	BED CALL	001	WARD-1	0000	01	0
2380	0005	Cardiology	133	BED CALL	001	WARD-1	0000	01	0
2379	0004	Cardiology	103	BED CALL	001	WARD-1	0000	01	0
2378	0003	Cardiology	102	BED CALL	001	WARD-1	0000	01	0
2377	0002	Cardiology	101	BED CALL	001	WARD-1	0000	01	0
2376	0001	CPU	---	WSX1 RESET (r...	255	---	0000	00	00
2048	0001	3 W. Surgical	4512-1	TOILETTE	03	---	0000	00	00
2047	1D25	4 W. Medical	4512-1	LIT	05	---	0002	00	00
2046	1D24	4 W. Medical	4512-1	LIT	05	---	0001	00	00
2045	1D23	4 W. Medical	4524	LIT	05	---	0005	00	00
2044	1D22	4 W. Medical	4514	CORDON	02	---	0000	00	00
2043	1D21	4 W. Medical	4512-1	LIT	05	---	0001	00	00
2042	1D20	4 W. Medical	4516-2	TOILETTE	03	---	0000	00	00
2041	1D1F	4 W. Medical	4516-2	TOILETTE	03	---	0000	00	00
2040	1D1E	4 W. Medical	4516-2	TOILETTE	03	---	0000	00	00
2039	1D1D	4 W. Medical	4516-2	TOILETTE	03	---	0000	00	00
2038	1D1C	4 W. Medical	4516-2	TOILETTE	03	---	0002	00	00
2037	1D1B	3 W. Surgical	3524	TOILETTE	03	---	0000	00	00
2036	1D1A	4 W. Medical	4546	LIT	05	---	0000	00	00
2035	1D19	4 W. Medical	4546	LIT	05	---	0001	00	00
2034	1D18	3 W. Surgical	3516-1	LIT	05	---	0001	00	00
2033	1D17	3 W. Surgical	3508-2	LIT	05	---	0004	00	00
2032	1D15	4 W. Medical	4526-2	LIT	05	---	0001	00	00
2031	1D16	3 W. Surgical	3574-2	LIT	05	---	0000	00	00
2030	1D14	3 W. Surgical	3558-1	LIT	05	---	0000	00	00
2029	1D13	3 W. Surgical	3512-2	LIT	05	---	0000	00	00
2028	1D12	4 W. Medical	4544	LIT	05	---	0002	00	00
2027	1D11	4 W. Medical	4558-2	LIT	05	---	0002	00	00
2026	1D10	4 W. Medical	4558-2	LIT	05	---	0002	00	00

Vue d'ensemble

Jsm Report est un logiciel servant à télécharger, storer et générer des requêtes sur les rapports des unités WSX1. Les rapports sont générés par le logiciel inclus dans l'unité WSX1. Jsm Report est personnalisable et peut gérer différents types de rapports pour le système installé tel que le logiciel CTD3.0. Jsm Report peut fonctionner en mode mono utilisateur ou multi utilisateur (réseau TCP/IP). Il prend en charge les bases de données SQLite et Access. Le logiciel permet également de générer des rapports automatiques.

Fonctionnalités

- gérer des bases de données contenant des rapports téléchargés des unités WSX1
- visualiser les données de façon claire et flexible
- trier rapidement les données en cliquant simplement sur l'en-tête de colonne appropriée
- exécuter des recherches rapides pour trouver rapidement une information
- exécuter des requêtes avancées pour déterminer certains patrons pour fins d'analyse et de statistiques
- générer rapidement des rapports prêts-à-imprimer pour des situations anormales, statistiques, listings, etc.
- télécharger des rapports à partir des unités Jsm Micro inc. WSX1
- copier et exporter des données vers des programmes externes tels que Microsoft Excel
- agir en tant que serveur dans un réseau; plusieurs utilisateurs se connectent et effectuent des requêtes
- démarrer automatiquement à l'amorçage de Windows et vérifier et télécharger régulièrement les rapports
- utiliser les bases de données SQLite et Access
- bases de données et rapports spéciaux pour consigner les appels de téléavertisseurs
- générer des rapports automatiques

Detailed call listing between 01/01/2009 and 31/12/2009

Report generated by Julien Gascon-Samson (Jsm Micro inc.) on August 26, 2009 11:17:28 AM

Report settings:
 Place : 3559
 System ID : %
 Zone ID : %
 Start date : 01/01/2009
 End date : 31/12/2009
 Maximum displayed : 200

Summary
 Total number of calls made between 01/01/2009 and 31/12/2009 for selected locations : 1 calls

Detailed view

N°	Place	Zone ID	System_ID	Call_Type	Date_Time	Duration	Escalats
2048	3559	00	3 W. Surgical	TOILETTE	27-08-2009 11:46:48 AM	0000	00

(Warning : only the first 200 calls have been shown.)

Utiliser avec les produits suivants

- WSX1 : CPU
- CTD/autre : logiciel de gestion d'appels

Spécifications techniques

- Systèmes : Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
- Plate-forme : Microsoft .NET Framework 3.5
- Réseau : TCP/IP client/serveur, port 1003
- Sécurité : Dongle USB ou numéro de série
- Données : SQLite et Microsoft Access
- Connexion : connexion série (RS232) au WSX1